



**FIXADOR EXTERNO
HÍBRIDO**
HYBRID EXTERNAL FIXATOR



(19) 3227-9412 | (19) 3229-0929



worldfix@worldfix.com.br



Rua Miguel João Jorge, nº 45
Jardim São José – Campinas | SP
CEP 13051-172 – Brasil

www.worldfix.com.br

FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO

HÍBRIDO EXTERNAL FIXATOR
PARTS

O Fixador Externo Híbrido consiste em anéis semi-circulares, conectores barra-barra e barra -pino externos que são instalados de forma centralizada no membro do paciente e fixados nos ossos por meio fios tensionados e pinos de Schanz.

Versatilidade

O mesmo conector fixa o fio e pino de Schanz.

Liberdade

Conector ajustável para mudança de altura ou posição do implante.

INDICAÇÕES:

- Fraturas abertas
- Maior instabilidade articular
- Compromisso grave de tecido mole, não permitindo a fixação interna definitiva
- Fratura aberta severa, particularmente com perda óssea
- Fratura com perda de cobertura de tecido mole
- fraturas proximais complexas

Cadastro ANVISA

Componentes: 80305080016, 80305080017, 80305080018, 80305080014




Cadastro ANVISA

Instrumentais: 80305080009, 80305080010, 80305080012, 80305080013 e 80305080022


Registro ANVISA

Implantes: 80305080023


CONFIGURAÇÃO DO KIT FIXADOR EXTERNO HÍBRIDO – 1 CONTAINER




FIXADOR EXTERNO
HÍBRIDO
HÍBRIDO EXTERNAL FIXATOR
PARTS




Conector barra pino
Pin bar connector
1201-20-00




Conector barra pino ajustável
Pin bar adjustable connector
1202-20-00



Conector distração
Distraction connector
0702-20-29 Ø 9,5 mm
0702-20-30 Ø 11 mm



Conector barra pino
Bar bar connector
0702-20-01 Ø 9,5 mm
0702-20-02 Ø 11 mm



Semi-anel
Semi Ring
1203-20-00 115°
1204-20-00 Grande
1205-20-00 Médio
1206-20-00 Pequeno




Barras de alumínio
Aluminium rods

- 1234-20-00** Ø 9,5 x 100 mm
- 1235-20-00** Ø 9,5 x 150 mm
- 1236-20-00** Ø 9,5 x 200 mm
- 1237-20-00** Ø 9,5 x 250 mm
- 1238-20-00** Ø 9,5 x 300 mm
- 1239-20-00** Ø 9,5 x 350 mm
- 1240-20-00** Ø 9,5 x 400 mm




Arruela lisa
Washers
0649-10-00




Porca sextavada
Nut
0634-10-00

FIXADOR EXTERNO
HÍBRIDO
 HÍBRIDO EXTERNAL FIXATOR
 PARTS




Haste rosqueada
Threaded rod

0610-11-00	150 mm
0611-11-00	180 mm
0612-11-00	200 mm
0613-11-00	250 mm
0614-11-00	300 mm
0615-11-00	350 mm



Barra semi-rosçada
Semi-threaded rod

1207-20-00	250 mm 2 roscas
1208-20-00	300 mm 2 roscas
1209-20-00	130 mm 1 rosca
1210-20-00	260 mm 1 rosca
1211-20-00	360 mm 1 rosca



Fio liso implantável
Wire

1614-90-00	Ø 1,8 x 400 mm
1616-90-00	Ø 1,5 x 400 mm




Pino de Schanz
Schanz pin

1706-90-00	Ø 5,0 X 200 mm R50 TR PB
1707-91-00	Ø 5,0 X 200 mm R50 TR PR
1769-91-00	Ø 6,0 X 200 mm R50 TR PB
1713-92-00	Ø 6,0 X 200 mm R50 TR PR

*Opcional rosca cortical


R – Tamanho da Rosca
TR – Rosca Trapezoidal
PB – Ponta Broca
PR – Ponta Romba



Fio com oliva
Olive wire


1619-90-00	Ø 1,8 x 400 mm
1620-90-00	Ø 1,5 x 400 mm

FIXADOR EXTERNO
HÍBRIDO
HÍBRIDO EXTERNAL FIXATOR
INSTRUMENTS




Tensor dinamômetro
Wire tensor

1380-20-00




Mandril com cabo em T
T-cable drill chuck

1378-20-00




Chave combinada
Combination Wrench

1348-20-00




Medidor de profundidade
Depth Gauge

1379-20-00




Guia para pino Ø 5 e Ø 6 mm
*Split tissue protection
sleeve Ø 5 and Ø 6 mm*

1856-10-00




Chave L
L wrench

1353-20-00



Broca
Bone bit drill

1327-20-00 Ø 3,2 (Pino Ø 5,0)
1337-20-00 Ø 4,5 (Pino Ø 6,0)



Container para esterilização I
Sterilization-Set I

1401-90-00